

股継手

股継手

- 歩行時の股関節の屈曲はロックされています。
- 解除はマニュアル式。調節により常にロック解除状態にすることが可能。
- 歩幅調整機能付（ロック時にバンパーの位置を調節することにより、振り出しの幅を調節することが可能）。
- 伸展補助バネの調節が可能。
- ラミネーションプレート(TLP-SAH)のみの販売も可能。

メーカー名 部品番号	徳林 TGH-01C
完成用部品型式	股継手/Aカナディアン式
全長	250mm
重量	600g
制限体重	100kg
素材	カーボン他
適応レベル	K 1、K 2
保証期間	24ヶ月



Hy-Stan 股継手

- 歩行時の股関節の屈曲はロックされています。
- 解除はマニュアル式。調節により常にロック解除状態にすることが可能。
- 歩幅調整機能付（ロック時にバンパーの位置を調節することにより、振り出しの幅を調節することが可能）。
- 伸展補助バネの調節が可能。
- ラミネーションプレート(TLP-SAH)のみの販売も可能。

メーカー名 部品番号	徳林 TH-01C
完成用部品型式	股継手/Aカナディアン式
全長	220mm
重量	760g
制限体重	100kg
素材	アルミ鋼他
適応レベル	K 1、K 2
保証期間	24ヶ月



股継手 小児用

- 歩行時の股関節の屈曲はロックされています。
- 解除はマニュアル式。調節により常にロック解除状態にすることが可能。
- 歩幅調整機能付（ロック時にバンパーの位置を調節することにより、振り出しの幅を調節することが可能）。
- ゴムバンドによる伸展制御の調節が可能。
- ラミネーションプレート(TLP-ACH)のみの販売も可能。

メーカー名 部品番号	徳林 TCH-01
完成用部品型式	股継手/Bロック式/小児用
全長	140mm
重量	278g
制限体重	55kg
素材	アルミ鋼他
適応レベル	K 1、K 2
保証期間	24ヶ月



■お問合せ先

(株)田沢製作所 マーケティング部

〒113-0033 東京都文京区本郷1-35-28 メゾンドール本郷2F 直通ダイヤル TEL.03-3812-6481 FAX.03-5804-8595